

**Bottiglie bocca larga, serie 311, PE-HD****Kautex**

Bottiglie bocca larga, serie 311, PE-HD. Colore naturale. Quadrate, con maniglia sagomata nel contenitore stesso. Contenitori grandi a bocca larga progettati per economizzare lo spazio. Sicuri e facili da usare. Ideali per immagazzinare, raccogliere e trasportare sostanze in polvere. Tipo 1: tappo anti-manomissione codice LLG09072893 da ordinare separatamente. Tipo 2: Fornito con chiusura.



Code	Description	Packaging
LLG09072932	Flacone serie 311, tipo 1, 2300 ml, h 188 mm, Ø filettatura esterna 80 mm	1 pz
LLG09072934	Flacone serie 311, tipo 2, 4400 ml, h 263 mm, Ø filettatura esterna 120 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

