



Beaker, PTFE

Beaker, PTFE. Prodotti da PTFE chimicamente inerte con ottima resistenza chimica, alta resistenza meccanica e resistenza ad alte temperature tra -200 e +260 ° C. La base piatta consente un pieno contatto con la superficie per un efficace trasferimento di calore.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

