



Caraffe di misurazione con manico, in acciaio inossidabile

Caraffe di misurazione con manico, in acciaio inossidabile. Realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità AISI 304, resistente ai prodotti chimici e alla corrosione. La robusta costruzione a pezzo unico garantisce un lungo ciclo di vita. L'interno liscio e lucido consente una pulizia molto più facile. Le graduazioni stampate sulla parete laterale offrono una facile identificazione del volume. Il largo becco minimizza eventuali fuoriuscite durante il trasferimento di liquidi.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

