

**Spruzzette, bocca stretta, PE****ISOLAB**

Spruzzette, bocca stretta, PE Prodotte in polietilene altamente traslucido e semi rigido con pareti e angoli resistenti allo schiacciamento. Il corpo e i tappi colorati consentono una rapida, semplice e pratica identificazione del contenuto della bottiglia. La forma del collo rotondo consente un flusso di liquido illimitato, senza lasciare residui sul collo del bottiglia. Il tubo di uscita flessibile garantisce un flusso fine e diretto, applicando una leggera pressione sul corpo della bottiglia. Il design "Collo a cigno" del tubo di uscita, garantisce un facile e preciso raggiungimento degli angoli del contenitore. La punta del tubo di uscita può essere tagliata per aumentare la portata.



| Code        | Description                                                   | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06286657 | Spruzzette, bocca stretta, PE, Colore Rosso, Capacità 500 ml  | 3 pz      |
| LLG06286658 | Spruzzette, bocca stretta, PE, Colore Giallo, Capacità 500 ml | 3 pz      |
| LLG06286659 | Spruzzette, bocca stretta, PE, Colore Verde, Capacità 500 ml  | 3 pz      |
| LLG06286660 | Spruzzette, bocca stretta, PE, Colore Blu, Capacità 500 ml    | 3 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

