

**Bottiglie spray, PET****ISOLAB**

Bottiglie spray, PET Prodotte da PET trasparente con una testa a spruzzo. Tutti i componenti a contatto con il campione sono perfettamente resistenti alla maggior parte dei solventi e delle sostanze chimiche. I liquidi possono essere vaporizzati finemente tirando il grilletto della pompa a mano. La serratura di sicurezza sul grilletto ne impedisce l'uso accidentale.



| Code        | Description                           | Packaging |
|-------------|---------------------------------------|-----------|
| LLG06286661 | Bottiglie spray, PET, Capacità 250 ml | 1 pz      |
| LLG06286662 | Bottiglie spray, PET, Capacità 500 ml | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

