

**Tappi a vite, PP, GL 45****ISOLAB**

Tappi a vite, PP, GL 45 Per una chiusura perfetta e a tenuta di bottiglie da laboratorio con chiusura a vite GL 45. Grandi sporgenze sulla superficie esterna del cappuccio garantiscono una maggiore tenuta e una chiusura rapida. I tappi con codifica colore consentono una rapida, semplice e pratica identificazione del contenuto delle bottiglie.



Code	Description	Packaging
LLG06286663	Tappi a vite, PP, GL 45, Colore Rosso	10 pz
LLG06286664	Tappi a vite, PP, GL 45, Colore Giallo	10 pz
LLG06286665	Tappi a vite, PP, GL 45, Colore Blu	10 pz
LLG06286666	Tappi a vite, PP, GL 45, Colore Verde	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

