

**Scatole per provette da centrifuga****ISOLAB**

Scatole per provette da centrifuga. Realizzate in cartone resistente al gelo, impermeabile e idrorepellente rivestito in carta cromata di qualità superiore. Facilmente impilabile per ridurre lo spazio di archiviazione. Resistente chimicamente agli alcoli e ai solventi organici lievi. Offre una resistenza alla temperatura tra -196 e +121 °C. Premendo, il coperchio si adatta perfettamente al corpo della scatola e fornisce una chiusura stretta. Protegge l'interno della scatola dalla polvere e da tutti gli effetti ambientali. I coperchi con cerniera garantiscono anche la chiusura perfetta e stretta. Il coperchio è fissato alla scatola con viti che ne evitano il rischio di perdita e di mescolamento. L'indice alfanumerico sul coperchio consente una facile identificazione delle posizioni della provetta. Area di scrittura sulla parete laterale; una zona utile per appunti speciali.



Code	Description	Packaging
LLG04671420	Scatole per provette da centrifuga 50 ml, posti 16, Dim. 150x150x125 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

