

**Barattoli con tappo a vite Nalgene™, PPCO****Nalge**

Barattoli con tappo a vite Nalgene™, PPCO.
Trasparenti.
Eccellente resistenza chimica.
Autoclavabili (togliere il tappo prima di autoclavare).



Code	Description	Packaging
LLG09033153	Barattoli con tappo a vite Nalgene®; PPCO, 125 ml, Ø 64 mm, Altezza 74 mm, Ø filettatura 70 mm, tappo in PP, Colore Trasparente, Autoclavabili	1 pz
LLG09033154	Barattoli con tappo a vite Nalgene®; PPCO, 250 ml, Ø 75 mm, Altezza 119 mm, Ø filettatura 70 mm, tappo in PP, Colore Trasparente, Autoclavabili	1 pz
LLG09033155	Barattoli con tappo a vite Nalgene®; PPCO, 500 ml, Ø 112 mm, Altezza 88 mm, Ø filettatura 120 mm, tappo in PP, Colore Trasparente, Autoclavabili	1 pz
LLG09033230	Barattoli con tappo a vite Nalgene®; PPCO, 15 ml, Ø 31 mm, Altezza 46 mm, Ø filettatura 38 mm, tappo in PP, Colore Trasparente, Autoclavabili	12 pz
LLG09033232	Barattoli con tappo a vite Nalgene®; PPCO, 60 ml, Ø 48 mm, Altezza 45 mm, Ø filettatura 53 mm, tappo in PP, Colore Trasparente, Autoclavabili	12 pz
LLG09033233	Barattoli con tappo a vite Nalgene®; PPCO, 125 ml, Ø 64 mm, Altezza 74 mm, Ø filettatura 70 mm, tappo in PP, Colore Trasparente, Autoclavabili	12 pz
LLG09033234	Barattoli con tappo a vite Nalgene®; PPCO, 250 ml, Ø 75 mm, Altezza 119 mm, Ø filettatura 70 mm, tappo in PP, Colore Trasparente, Autoclavabili	6 pz
LLG09033235	Barattoli con tappo a vite Nalgene®; PPCO, 500 ml, Ø 112 mm, Altezza 88 mm, Ø filettatura 120 mm, tappo in PP, Colore Trasparente, Autoclavabili	6 pz
LLG09033236	Barattoli con tappo a vite Nalgene®; PPCO, 1000 ml, Ø 112 mm, Altezza 151 mm, Ø filettatura 120 mm, tappo in PP, Colore Trasparente, Autoclavabili	6 pz



