

**Pot NALGENE avec couvercle à visser Nalgene, en PP****Thermo Scientific****Pot NALGENE® avec couvercle à visser Nalgeneä, en PP**

Translucide. Autoclavable. Excellente résistance aux produits chimiques. Avant la stérilisation en autoclave, dévisser le bouchon.



Code	Description	Packaging
LLG09033150	Jars with lid 15ml, PP/1	1 pc
LLG09033151	Jars,PP,with screw cap,cap. 30 ml/1	1 pc
LLG09033152	Jars,PP,with screw cap,cap. 60 ml/1	1 pc
LLG09033153	Jars,PP,with screw cap,cap. 125 ml/1	1 pz
LLG09033154	Jars,PP,with screw cap,cap. 250 ml/1	1 pz
LLG09033155	Pot NALGENE[®] avec couvercl/1	1 pz
LLG09033156	Jars,PP,with screw cap,cap. 950 ml/1	1 pc
LLG09033230	Jars with lid 15ml, PP	12 pz
LLG09033231	Jars,PP,with screw cap,cap. 30 ml	12 pz.
LLG09033232	Jars,PP,with screw cap,cap. 60 ml	12 pz
LLG09033233	Jars,PP,with screw cap,cap. 125 ml	12 pz
LLG09033234	Jars,PP,with screw cap,cap. 250 ml	6 pz
LLG09033235	Jars,PP,with screw cap,cap. 500 ml	6 pz
LLG09033236	Jars,PP,with screw cap,cap. 950 ml	6 pz





CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

