

**Barattoli con Tappo a vite, PP****Nalge**

Barattoli con tappo a vite, PP. Trasparente. Tappo a vite in PP. Autoclavabile. Eccellente resistenza chimica. Prima di eseguire il trattamento in autoclave svitare il coperchio.



Code	Description	Packaging
LLG09033155	Barattolo, PP, con tappo, NALGENE 2118 Cap. 500 ml, Ø Bocca 112 mm, Altezza 88 mm, Ø filettatura 120 mm	1 pz
LLG09033230	Barattolo, PP, con tappo, NALGENE 2118 Cap. 15 ml Ø 31 mm, Altezza 46 mm, Ø filettatura 38 mm	12 pz
LLG09033232	Barattolo, PP, con tappo, NALGENE 2118 Cap. 60 ml Ø 48 mm, Altezza 45 mm, Ø filettatura 53 mm	12 pz
LLG09033233	Barattolo, PP, con tappo, NALGENE 2118 Cap. 125 ml Ø 64 mm, Altezza 74 mm, Ø filettatura 70 mm	12 pz
LLG09033234	Barattolo, PP, con tappo, NALGENE 2118 Cap. 250 ml Ø 75 mm, Altezza 119 mm, Ø filettatura 70 mm	6 pz
LLG09033235	Barattolo, PP, con tappo, NALGENE 2118 Cap. 500 ml Ø 112 mm, Altezza 88 mm, Ø filettatura 120 mm	6 pz
LLG09033236	Barattolo, PP, con tappo, NALGENE 2118 Cap. 1000 ml Ø 112 mm, Altezza 151 mm, Ø filettatura 120 mm	6 pz