

**Sorgente di luce fredda, Accessori, KL 300 LED / KL 1600 LED / KL 2500 LCD****Schott**

Sorgente di luce fredda, accessori, KL 300 LED / KL 1600 LED / KL 2500 LCD.

Illuminatori anulari, diam. int. 58 mm.

Per microscopi Leica M1-M7.

Nessun adattatore richiesto per Zeiss Stemi 1000 e 2000, SV6 e SV11. Gli adattatori necessari sono forniti direttamente da Zeiss. Illuminatori anulari a 6-punti, diam. int. 58 mm e illuminatori di luce split, diam. int. 58 mm: nessun adattatore richiesto per microscopi Leica GZ6, M8, M10, M12 e MZAPO.

Quando si utilizzano illuminatori anulari a 6-punti, diam. int. 66mm ed illuminatori di luce split, diam. int. 66mm è richiesto un adattatore per Lenti.



Code	Description	Packaging
LLG06231176	Cavo di alimentazione EU, 1.8 m, Per KL 1500, KL 1600, KL 2500	1 pz
LLG06237972	Adattatore per colonna Ø 32 mm, per KL 300 LED, EasyLED Spotlight	1 pz
LLG06261529	Cavo di alimentazione CH, 1.8 m, per KL 1500, KL 1600, KL 2500	1 pz
LLG06266145	Cavo di alimentazione UK, 1.8 m, per KL 1500, KL 1600, KL 2500	1 pz
LLG06270979	Interruttore a pedale, per KL 2500 LED	1 pz
LLG06270980	Adattatore per lenti (da 60 mm a 66 mm), per Tutte le luci anulari SCHOTT	1 pz
LLG06270981	Diffusore, per EasyLED anulare (LLG06258176)/anulare Plus (LLG06238244)	1 pz
LLG06270982	Polarizzatore, per EasyLED anulare (LLG06258176)/anulare Plus (LLG06238244)	1 pz
LLG07655134	Supporto di montaggio per base LLG07200753, per KL300LED, EasyLED Spotlight	1 pz
LLG07910430	Adattatore per colonna Ø 25 mm, per KL 300 LED, EasyLED Spotligh	1 pz
LLG07940192	Filtro di ingresso alogeno, per KL 1600 KL 2500 LED	1 pz
LLG09705151	Guida di luce a collo di cigno, 1 diramazione, Ø 4,5 mm, L 600 mm	1 pz
LLG09705152	Guida di luce a collo di cigno a 2 diramazione, Ø 4,5 mm, L 600 mm	1 pz
LLG09705168	Guida di luce flessibile, 1 diram., Ø8x1000mm,per KL 1500, KL 1600, KL 2500	1 pz
LLG09705170	Dispositivo focalizzatore e set filtri	1 pz
LLG09705175	Dispositivo focalizzatore senza filtro per conduttore luce collo cigno e flessibili, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 5 pz O MULTIPLI DI 5 pz	1 pz
LLG09705176	Filtro polarizzatore per dispositivo focalizzatore	1 pz
LLG09705177	Filtro di conversione per dispositivo focalizzatore	1 pz
LLG09705196	Lampada alogena, 15 V / 150 W, per KL 1500 HAL	1 pz
LLG09705220	Conduttore a collo di cigno a 2 diramazioni, Ø 3,5 mm, lunghezza 500 mm	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09705221	Conduttore a collo di cigno a 1 diramazione, Ø 3,5 mm, lunghezza 500 mm	1 pz
LLG09705225	Conduttore flessibile 1 diramazione, rivestito PVC, Ø4,5mm, lungh.600mm	1 pz
LLG09705226	Conduttore flessibile 2 diramazioni, rivestito PVC, Ø4 mm, lungh. 1000 mm	1 pz
LLG09705272	Adattatore per obiettivo, da 58 a 66 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

