

**Barattoli universali, HD-PE con Tappo, PE-LD****Hünersdorff**

Barattoli universali, HD-PE con tappo, PE-LD. In HDPE con tappo in LDPE. Resistenti agli acidi e ai prodotti chimici. Adatti per celle frigorifere, frigoriferi e congelatori. Impilabili. Per alimenti. Colore: naturale.



Code	Description	Packaging
LLG09033201	Barattoli, PE, 200 ml, Ø con tappo 98 mm, h con tappo 42 mm	1 pz
LLG09033202	Barattoli, PE, 400 ml, Ø con tappo 114 mm, h con tappo 55 mm	1 pz
LLG09033211	Barattoli, PE, 700 ml, Ø con tappo 114 mm, h con tappo 88 mm	1 pz
LLG09033212	Barattoli, PE, 1000 ml, Ø con tappo 136 mm, h con tappo 110 mm	1 pz
LLG09033213	Barattoli, PE, 2000 ml, Ø con tappo 169 mm, h con tappo 143 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

