

**Campionatore d'aria AirPort MD8****Sartorius**

Campionatore d'aria AirPort MD8 AirPort MD8 è il nuovo campionatore d'aria portatile per l'industria farmaceutica, l'industria alimentare e di bevande, per i nosocomi, l'ecologia e per l'antifortunistica.

AirPort MD8 offre i seguenti vantaggi:

- Funzionamento a batteria e trasportabilità
- Indicatore del livello di carica delle batterie per un funzionamento costante durante il campionamento
- Design ergonomico, superfici disinfettabili
- Regolazione della portata e del volume prelievo campioni
- Possibilità di calibrazione apparecchio in loco.
- AirPort MD8 utilizza il metodo del filtro a membrana in gelatina, che garantisce risultati precisi e affidabili.

Dati tecnici:

- Regolazione portata: portata regolabile su 3 livelli grazie al manometro ad elica integrato: 30 l/min, 40 l/min e 50 l/min.
- Volumi campioni predefiniti: 25, 50, 100, 250, 500, 750 e 1000 litri
- Volume campione regolabile a step di 5 litri
- Batterie: NiMH 16,8 Volt/3800 mAh
- Durata funzionamento con una carica: ca. 4 ore
- Durata ricarica: ca. 4,5 ore se l'accumulatore è scarico
- Rumorosità: con filtri a membrana in gelatina 48 dB (A)
- Peso: 2,5 kg
- Dimensioni (Lungh. x Largh. x Alt.): 300 x 135 x 165 mm
- Dimensione filtro: Ø 80 mm, superficie 38,5 cm²



Code	Description	Packaging
LLG09841605	Campionatore d'aria MD 8 Air Port	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

