



Tanica

VITLAB

**Vasetti con coperchio, SAN**

Di cristallo chiaro, con coperchio montato. Per stoccaggio a prova di polvere di piccoli componenti, strumenti e utensili. Stirol-Acrlitrile (SAN).



| Code        | Description                                                                | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09033228 | Vasetti con coperchio, in SAN, 4000 ml, non sterile, 340x230x94 mm, chiaro | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

