

**Autoclave orizzontale digitale tipo AH****Raypa**

Autoclave orizzontale digitale tipo AH. Questa autoclave è controllata e monitorata da microprocessore, con 10 programmi di sterilizzazione dei quali 4 sono fissi e 6 sono liberamente selezionabili.

- Range temperatura operativa da 100 °C a 134 °C
- Interfaccia RS 232
- Funzioni completamente automatiche
- Con serbatoio di riserva dell'acqua, prevuoto e asciugatura
- Struttura ed avvolgimento del coperchio in acciaio inox AISI 304
- Camera di sterilizzazione, coperchio e sistema di chiusura in acciaio inox

AISI 316

- Riscaldamento elettrico con elementi riscaldanti protetti
- Valvola di pressione di sicurezza, termostato di sicurezza
- Sfiato automatico controllato da microprocessore
- Valvole manuali per lo svuotamento della camera di sterilizzazione e per lo scarico del vapore

- Alimentazione di rete: 230 V / 16 A monofase

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?

Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG06287793	Autoclave orizzontale digitale AH-21 L, 21L, camera Øxh 250x430mm, 2000W	1 pz
LLG06287794	Autoclave orizzontale digitale AHS-75 DRY, 75L, camera Øxh 400x600mm, 3200W	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

