

**Autoclave orizzontale digitale tipo AH****Raypa**

Autoclave orizzontale digitale tipo AH. Questa autoclave è controllata e monitorata da microprocessore, con 10 programmi di sterilizzazione dei quali 4 sono fissi e 6 sono liberamente selezionabili.

- Range temperatura operativa da 100 °C a 134 °C
- Interfaccia RS 232
- Funzioni completamente automatiche
- Con serbatoio di riserva dell'acqua, prevuoto e asciugatura
- Struttura ed avvolgimento del coperchio in acciaio inox AISI 304
- Camera di sterilizzazione, coperchio e sistema di chiusura in acciaio inox AISI 316
- Riscaldamento elettrico con elementi riscaldanti protetti
- Valvola di pressione di sicurezza, termostato di sicurezza
- Sfiato automatico controllato da microprocessore
- Valvole manuali per lo svuotamento della camera di sterilizzazione e per lo scarico del vapore
- Alimentazione di rete: 230 V / 16 A monofase

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG06287793	Autoclave orizzontale digitale AH-21 L, 21L, camera Øxh 250x430mm, 2000W	1 pz
LLG06287794	Autoclave orizzontale digitale AHS-75 DRY, 75L, camera Øxh 400x600mm, 3200W	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

