

**Beute Erlenmeyer con flange, PC****Nalge**

Beute Erlenmeyer con flange, PC. Trasparenti. Con flangiature sul fondo che aumentano la miscelazione in processi di tripzinizzazione e aereazione, come colture cellulari e fermentazioni. Autoclavabili.



Code	Description	Packaging
LLG04675586	Beute Erlenmeyer con flange, PC, capacità 500 ml	12 pz
LLG07048662	Beuta Erlenmeyer con flange, in PC, cap. 1000 ml ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 6 pz O MULTIPLI DI 6 pz	1 pz
LLG07048663	Beuta Erlenmeyer con flange, in PC, cap. 2000 ml, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 4 pz O MULTIPLI DI 4 pz	1 pz
LLG09140968	Beuta Erlenmeyer con flange, in PC, cap. 250 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

