



## Scatole per stoccaggio, PE-HD con tappo a chiusura ermetica in PE-LD

Hünersdorff

Scatole per stoccaggio, PE-HD con tappo a chiusura ermetica in PE-LD. In PE-HD. Contenitore rettangolare. Colore naturale. Tappo a chiusura ermetica in PE-LD. Resistente a temperature comprese tra - 20 e + 95°C (senza stress meccanici). Resistente agli acidi ed agli agenti chimici. Congelabile e impilabile. Per alimenti.



| Code        | Description                                                      | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09033270 | Barattoli per congelatore, in PE-HD, 0,5 L, dim. 103x103x64 h mm | 1 pz      |
| LLG09033275 | Barattoli per congelatore, in PE-HD, 1 L, dim. 103x103x127 h mm  | 1 pz      |
| LLG09033280 | Barattoli per congelatore, in PE-HD, 1 L, dim. 103x208x64 h mm   | 1 pz      |
| LLG09033285 | Barattoli per congelatore, in PE-HD, 1,5 L, dim. 103x208x94 h mm | 1 pz      |
| LLG09033286 | Barattoli per congelatore, in PE-HD, 2 L, dim. 103x255x94 h mm   | 1 pz      |
| LLG09033287 | Barattoli per congelatore, in PE-HD, 2 L, dim. 208x208x64 h mm   | 1 pz      |
| LLG09033288 | Barattoli per congelatore, in PE-HD, 3,2 L, dim. 208x208x94 h mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

