

**Scatole per stoccaggio, PE-HD con tappo a chiusura ermetica in PE-LD****Hünersdorff**

Scatole per stoccaggio, PE-HD con tappo a chiusura ermetica in PE-LD. In PE-HD. Contenitore rettangolare. Colore naturale. Tappo a chiusura ermetica in PE-LD. Resistente a temperature comprese tra - 20 e + 95°C (senza stress meccanici). Resistente agli acidi ed agli agenti chimici. Congelabile e impilabile. Per alimenti.



Code	Description	Packaging
LLG09033270	Barattoli per congelatore, in PE-HD, 0,5 L, dim. 103x103x64 h mm	1 pz
LLG09033275	Barattoli per congelatore, in PE-HD, 1 L, dim. 103x103x127 h mm	1 pz
LLG09033280	Barattoli per congelatore, in PE-HD, 1 L, dim. 103x208x64 h mm	1 pz
LLG09033285	Barattoli per congelatore, in PE-HD, 1,5 L, dim. 103x208x94 h mm	1 pz
LLG09033286	Barattoli per congelatore, in PE-HD, 2 L, dim. 103x255x94 h mm	1 pz
LLG09033287	Barattoli per congelatore, in PE-HD, 2 L, dim. 208x208x64 h mm	1 pz
LLG09033288	Barattoli per congelatore, in PE-HD, 3,2 L, dim. 208x208x94 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

