




**Blocchi di colorazione, in vetro pressato**

Glaswarenfabrik Karl Hecht

Blocchi di colorazione, in vetro pressato. Con incavo semicircolare Ø 32 mm e piastra di copertura da 40x40 mm.



| Code        | Description                                                        | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09163285 | Vaschette colorazione, cavità 10, foro Ø 32 mm, colore trasparente | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

