




Blocchi di colorazione, in vetro pressato

Glaswarenfabrik Karl Hecht

Blocchi di colorazione, in vetro pressato. Con incavo semicircolare Ø 32 mm e piastra di copertura da 40x40 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09163285	Vaschette colorazione, cavità 10, foro Ø 32 mm, colore trasparente	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

