



Cestelli in rete inox

Württ. Drahtwarenfabrik

Cestelli in rete inox. In acciaio inox levigato elettroliticamente, saldato.



Code	Description	Packaging
LLG09033410	Cestelli in acciaio inox, Largh. 100 mm, Lungh. 100 mm, Altezza 100 mm	1 pz
LLG09033412	Cestelli in acciaio inox, Largh. 120 mm, Lungh. 120 mm, Altezza 120 mm	1 pz
LLG09033414	Cestelli in acciaio inox, Largh. 140 mm, Lungh. 140 mm, Altezza 140 mm	1 pz
LLG09033416	Cestelli in acciaio inox, Largh. 160 mm, Lungh. 160 mm, Altezza 160 mm	1 pz
LLG09033418	Cestelli in acciaio inox, Largh. 180 mm, Lungh. 180 mm, Altezza 180 mm	1 pz
LLG09033420	Cestelli in acciaio inox, Largh. 200 mm, Lungh. 200 mm, Altezza 200 mm	1 pz
LLG09033430	Cestelli in acciaio inox, Largh. 200 mm, Lungh. 300 mm, Altezza 200 mm	1 pz
LLG09033440	Cestelli in acciaio inox, Largh. 200 mm, Lungh. 400 mm, Altezza 200 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

