

**Nastro di tenuta, PTFE****Bürkle**

Nastro di tenuta, PTFE.
Per sigillare le filettature.

- Bassa abrasione;
- Buona resistenza chimica;
- Resistente alle temperature da -80 °C a 260 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06070086	Nastro di tenuta, PTFE, Larghezza 12,0 mm, Lunghezza 12,0 mm, Resistenza alla temperatura -80 ... 260 °C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

