



Secchi, HDPE

VITLAB

Secchi, in HDPE.

Bianchi. Senza becco. Con divisione in segmenti da 1L. Manico stabile con rinforzo nel centro per trasporto comodo. Prodotto sicuro per alimenti secondo il regolamento (UE) n. 10/2011.

Coperchio a tenuta ermetica, trasparente in LDPE - **da ordinare separatamente.**



Code	Description	Packaging
LLG09040006	Secchio, HDPE, 5 litri, Ø 250 mm, Altezza 240 mm, Divisione 1000 ml, Colore Bianco, non autoclavabile, adatto per alimenti, senza coperchio	1 pz
LLG09040012	Secchio, HDPE, 10 litri, Ø 290 mm, Altezza 300 mm, Divisione 1000 ml, colore bianco, non autoclavabile, adatto per alimenti	1 pz

Accessories

Code	Description	Packaging
LLG09040206	Coperchio in PE-LD per secchio da 5 L	1 pz
LLG09040212	Coperchio in PE-LD per secchio da 10 L	1 pz