

**Secchi in PE-HD con coperchio in PE-LD****VITLAB**

Secchi in PE-HD con coperchio in PE-LD. Bianchi. Senza becco. Con divisione in segmenti da 1L. Manico stabile con rinforzo nel centro per trasporto comodo. Coperchio a tenuta ermetica, trasparente in PE-LD da ordinare separatamente.



| Code        | Description                                                      | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09040006 | Secchio, PE-HD, graduato, con manico Cap. 5 l Ø 250 mm h 240 mm  | 1 pz      |
| LLG09040012 | Secchio, PE-HD, graduato, con manico Cap. 10 l Ø 290 mm h 300 mm | 1 pz      |
| LLG09040206 | Coperchio in PE-LD per secchio da 5 L                            | 1 pz      |
| LLG09040212 | Coperchio in PE-LD per secchio da 10 L                           | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

