

**Propipetta in gomma rossa****Kartell****Propipetta in gomma rossa.**

Con 3 valvole sferiche in vetro che possono essere controllate con la pressione delle dita. Nessuna parte in metallo che può potenzialmente corrodarsi. Utilizzabile con tutti i liquidi a eccezione di quelli che corrodono la gomma. Può essere utilizzata con pipette tarate o graduate di differente capacità. Completa di adattatore per pipette di capacità maggiore di 20 mL.



Code	Description	Packaging
LLG06260407	Propipetta in gomma rossa	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

