

**Secchi, serie 610/615, PE-LD****Kautex**

Secchi, serie 610/615, PE-LD. Secchio bianco graduato. Pareti spesse. Molto stabile. Duraturo. Graduazione in litri. Per uso industriale e di laboratorio (bianco), con manico in acciaio rivestito in materiale plastico. Secchio grigio: robusto, manico in acciaio inox antiruggine. Tipo 1: con becco. Tipo 2: senza becco.



Code	Description	Packaging
LLG09040010	Secchio PE-HD, Tipo 2, 10 L, bianco, Øinf. 212 mm, Øsup. 253 mm, h 279 mm	1 pz
LLG09040011	Secchio PE-HD, Tipo 2, 10 L, grigio, Øinf. 212 mm, Øsup. 253 mm, h 279 mm	1 pz
LLG09040110	Secchio PE-HD, Tipo 1, 10 L, bianco, Øinf. 193 mm, Øsup. 280 mm, h 300 mm	1 pz
LLG09040115	Secchio PE-HD, Tipo 1, 15 L, bianco, Øinf. 235 mm, Øsup. 316 mm, h 335 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

