

**Agitatore magnetico big squid bianco****IKA**

Agitatore magnetico big squid bianco. Senza riscaldamento. Piccolo e compatto, con display digitale della velocità (LED).

- Motore controllato elettronicamente per una potenza ancora maggiore.
- Intervallo più ampio di velocità: da 0 a 2500 rpm.
- Superficie di appoggio in vetro (ottima resistenza agli agenti chimici) e base in materiale plastico TPC-ET.
- Costruito con materiali riciclabili.
- Alimentazione con adattatore per EU/CH/UK/USA.



Code	Description	Packaging
LLG09720470	Agitatore magnetico big squid bianco, punti di agitazione: 1, capacità max. di agitazione: 1500 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

