

**Contenitori di sicurezza per trasporto****Rötzmeier**

Contenitori di sicurezza per trasporto. Approvazione UN secondo GGVSEB. Acciaio inossidabile grado 1.4571, con guarnizione in PTFE, tappo a vite, senza valvola di controllo della pressione. Approvati per il trasporto di materiali pericolosi su strada, mare e ferrovia, secondo norme ADR, RID, IMDG, ICAO-TI.



| Code        | Description                                                                                                                                                                     | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06241199 | Tanica di sicurezza per trasporto, 20 L, h 470 mm, 175x345 mm, 3,7 kg                                                                                                           | 1 pz      |
| LLG06287543 | Contenitore di sicurezza per trasporto, 10 L, Ø 260 mm, H 330 mm, 2,29 kg                                                                                                       | 1 pz      |
| LLG06287588 | Staffa di supporto per stativo da 25 L, Ø 260 mm, H 100 mm, 2,29 kg                                                                                                             | 1 pz      |
| LLG09042943 | Rubinetto maschio 1 ½", peso 0,17 kg                                                                                                                                            | 1 pz      |
| LLG09042945 | Tanica di sicurezza per trasporto, 1 L, h 230 mm, Ø 111 mm, 0,65 kg                                                                                                             | 1 pz      |
| LLG09042946 | Tanica di sicurezza per trasporto, 2 L, h 295 mm, Ø 131 mm, 0,75 kg                                                                                                             | 1 pz      |
| LLG09042947 | Tanica di sicurezza per trasporto, 5 L, h 400 mm, Ø 165 mm, 1,15 kg                                                                                                             | 1 pz      |
| LLG09042950 | Tanica di sicurezza per trasporto, 5 L, h 310 mm, 130x200 mm, 1,65 kg                                                                                                           | 1 pz      |
| LLG09042951 | Tanica di sicurezza per trasporto, 10 L, h 380 mm, 130x280 mm, 2,5 kg                                                                                                           | 1 pz      |
| LLG09042956 | Bidone di sicurezza per il trasporto senza valvola di controllo della pressione, 25 litri, dimensioni (ØxH) 315 x 540 mm, con l'approvazione UN, in acciaio inossidabile 1.4301 | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

