

**Contenitori di sicurezza per trasporto****Rötzmeier**

Contenitori di sicurezza per trasporto. Approvazione UN secondo GGVSEB. Acciaio inossidabile grado 1.4571, con guarnizione in PTFE, tappo a vite, senza valvola di controllo della pressione. Approvati per il trasporto di materiali pericolosi su strada, mare e ferrovia, secondo norme ADR, RID, IMDG, ICAO-TI.



Code	Description	Packaging
LLG06241199	Tanica di sicurezza per trasporto, 20 L, h 470 mm, 175x345 mm, 3,7 kg	1 pz
LLG06287543	Contenitore di sicurezza per trasporto, 10 L, Ø 260 mm, H 330 mm, 2,29 kg	1 pz
LLG06287588	Staffa di supporto per stativo da 25 L, Ø 260 mm, H 100 mm, 2,29 kg	1 pz
LLG09042943	Rubinetto maschio 1 ½", peso 0,17 kg	1 pz
LLG09042945	Tanica di sicurezza per trasporto, 1 L, h 230 mm, Ø 111 mm, 0,65 kg	1 pz
LLG09042946	Tanica di sicurezza per trasporto, 2 L, h 295 mm, Ø 131 mm, 0,75 kg	1 pz
LLG09042947	Tanica di sicurezza per trasporto, 5 L, h 400 mm, Ø 165 mm, 1,15 kg	1 pz
LLG09042950	Tanica di sicurezza per trasporto, 5 L, h 310 mm, 130x200 mm, 1,65 kg	1 pz
LLG09042951	Tanica di sicurezza per trasporto, 10 L, h 380 mm, 130x280 mm, 2,5 kg	1 pz
LLG09042956	Bidone di sicurezza per il trasporto senza valvola di controllo della pressione, 25 litri, dimensioni (ØxH) 315 x 540 mm, con l'approvazione UN, in acciaio inossidabile 1.4301	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

