

**Contenitori di sicurezza in acciaio inossidabile****Rötzmeier**

Contenitori di sicurezza in acciaio inossidabile. In acciaio inossidabile lucidato, grado 1.4571, con guarnizioni in PTFE, a prova di esplosione con valvola tagliafuoco e valvola di sovrappressione. I dosatori sono auto-chiudenti. Per conservazione sicura, distribuzione e trasporto interno di liquidi infiammabili, con maniglia di trasporto in alluminio verniciato a polvere.



Code	Description	Packaging
LLG06287541	Contenitori di sicurezza per solventi, con chiusura automatica, dispositivo di dosaggio 1¼", lucido, 0,5 L, dim. (ØxH) 99 x 198 mm, in acciaio inossidabile 1.4404	1 pz
LLG06287542	Contenitori per solventi 0 HK, con tappo a vite 1¼", 0,5 L, Ø 99mm, H178mm	1 pz
LLG09042900	Contenitori di sicurezza per solventi, con chiusura automatica, dispositivo di dosaggio 1¼", lucido, 1 L, dim. (ØxH) 111 x 238 mm, in acciaio inossidabile 1.4404	1 pz
LLG09042901	Contenitori di sicurezza per solventi, con chiusura automatica, dispositivo di dosaggio 1¼", lucido, 2 L, dim. (ØxH) 131 x 296 mm, in acciaio inossidabile 1.4404	1 pz
LLG09042902	Contenitori di sicurezza per solventi, con chiusura automatica, dispositivo di dosaggio 1¼", lucido, 5 L, dim. (ØxH) 165 x 401 mm, in acciaio inossidabile 1.4404	1 pz
LLG09042905	Contenitori con tappo a vite 1¼", 1 L, h 235 mm, Ø 111 mm	1 pz
LLG09042906	Contenitori con tappo a vite 1¼", 2 L, h 295 mm, Ø 131 mm	1 pz
LLG09042907	Contenitori con tappo a vite 1¼", 5 L, h 400 mm, Ø 165 mm	1 pz