

**Bidoni di sicurezza in acciaio inossidabile****Rötzmeier**

Bidoni di sicurezza. In acciaio inossidabile lucidato, grado 1.4571/1.4301, con guarnizioni in PTFE, a prova di esplosione con valvola tagliafuoco e valvola di sovrappressione nel dispositivo di misura auto-chiudente o nel coperchio a vite, per sicura conservazione, distribuzione e trasporto interno di liquidi infiammabili. Spessore pareti: 10 L con 0,8 mm / 25 L con 1,2 mm / 50 L con 1,5 mm. Tipo 10 D: con ventilazione separata.



Code	Description	Packaging
LLG09042927	Fusti con rubinetto chiusura automatica ¾", 50 L, h 600 mm, Ø 365 mm	1 pz
LLG09042934	Fusti di sicurezza per solventi, con rubinetto a chiusura automatica ¾", con indicatore di livello PFA, 10 L, dim. (ØxH) 260 x 320 mm, in acciaio inossidabile 1.4404	1 pz
LLG09042935	Fusti di sicurezza per solventi, con rubinetto a chiusura automatica ¾", con indicatore di livello PFA, 25 L, dim. (ØxH) 315 x 540 mm, in acciaio inossidabile 1.4301	1 pz
LLG09042936	Fusti di sicurezza per solventi, con rubinetto a chiusura automatica ¾", con indicatore di livello PFA, 50 L, dim. (ØxH) 365 x 600 mm, in acciaio inossidabile 1.4301	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

