

**Dispensatore, per Bottiglia, Polyfix®****Poulsen & Graf**

Dispensatore, per Bottiglia, Polyfix®. Adatto al dosaggio di soluzioni acquose e acidi deboli . Con cilindro di dosaggio calibrato, in vetro. Per motivi di sicurezza il blocco valvole non può essere smontato.- Certificato di conformità- Sistema di regolazione del volume facile da utilizzare, a spostamento rapido e taratura a rotazione- Blocco valvole in PP (GL32) con adattatore FIX, che allinea a il dispensatore sulla Bottiglia. Il dosatore non è adatto per solventi. La fornitura comprende 2 adattatori in PP (GL 40 e GL 45).





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

