

**Unità motore MF 10 basic****IKA**

Unità motore MF 10 basic. Mulino da laboratorio per lavorazioni in continuo, composto da un efficiente gruppo motore a cui applicare due diverse testate di triturazione facilmente intercambiabili. Il mulino è dotato di un'ampia superficie di lavoro in acciaio inox di facile pulizia.

Le 2 testate disponibili sono:

Testata di triturazione ad urto per la frantumazione di materiali duri e fragili.

Testata di triturazione a lame per materiali morbidi e fibrosi.

Utilizzando diversi setacci (con luce netta compresa tra 0,25 e 3 mm) è possibile determinare la granulometria finale. Il materiale macinato può essere raccolto in un recipiente con smerigliatura normalizzata NS 29. Non comprende le testate di taglio/triturazione.

Caratteristiche

Potenza motore assorbita/erogata: 1000 / 500 W

Range velocità: 3000 a 6500 rpm

Velocità tangenziale con testata di triturazione: 31.4 m/sec.

Velocità tangenziale con testata di taglio: 22.5 m/sec.

Materiale a contatto con il prodotto: acciaio inox AISI 316 L

Tempo di accensione ON/OFF: 120/130 min

Auto spegnimento: sì

Dimensioni con testata di macinatura (L x P x H): 320 x 300 x 380 mm

Peso con testata di macinatura: 9,7 kg

Classe di protezione DIN EN 60529: IP 22

Alimentazione richiesta: 230 V, 50/60 Hz

Testato secondo DIN EN IEC 61010.1



Code	Description	Packaging
LLG09737780	Mulini universale MF 10, senza testata di triturazione	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

