

**Barattoli bocca larga, PMP/PP****Nalge**

Barattoli bocca larga, PMP/PP. Tipo 2117.PMP. Tappo a vite PP. Pareti diritte. Trasparenti. Resistente agli agenti chimici. Autoclavabile. Prima di trattare in autoclave è necessario svitare il tappo.



Code	Description	Packaging
LLG09033174	Barattoli bocca larga, PMP/PP, capacità 250 ml, diam. tappo a vite 70 mm ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 24 CONF. O MULTIPLI DI 24 CONF.	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

