

**Barattoli bocca larga, PMP/PP****Nalge**

Barattoli bocca larga, PMP/PP. Tipo 2117.PMP. Tappo a vite PP. Pareti diritte. Trasparenti. Resistente agli agenti chimici. Autoclavabile. Prima di trattare in autoclave è necessario svitare il tappo.



| Code        | Description                                                                                                                        | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09033174 | Barattoli bocca larga, PMP/PP, capacità 250 ml, diam. tappo a vite 70 mm ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 24 CONF. O MULTIPLI DI 24 CONF. | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

