

**Portafiltro Nalgene, con imbuto****Nalge****Portafiltro Nalgene™ con imbuto**

Tipo 310.

Per uso con ogni beuta di filtrazione o distributore di vuoto. Con guarnizione per vuoto che può essere usata al posto di un tappo in gomma. Area nominale di filtrazione 11 cm² (adattato per filtri a 47 - 50 mm). Con piastra di supporto.



Code	Description	Packaging
LLG09046161	Portafiltro Nalgene con imbuto	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

