

**Bottiglie bocca larga Tipo 2104, in PE-HD con Tappo a vite, PP****Nalge**

Bottiglie bocca larga Tipo 2104, in PE-HD con tappo a vite, PP. Bottiglie durature, per uso generale con innumerevoli applicazioni in el campo del laboratorio. Translucide, più rigide del PE-LD. La bocca larga consente un facile riempimento sia con materiali secchi, che con liquidi. Eccellente resistenza chimica a molti acidi, basi ed alcoli. Possono essere utilizzate in congelatore fino a -100° C. Adatte per spedizione di liquidi. A perfetta tenuta con tappo a vite in PP.



Code	Description	Packaging
LLG09103221	Bottiglie bocca larga tipo 2104, cap.all'orlo 30 ml, chiusura 28 mm	12 pz
LLG09103222	Bottiglie bocca larga tipo 2104, cap.all'orlo 60 ml, chiusura 28 mm	12 pz
LLG09103223	Bottiglie bocca larga tipo 2104, cap.all'orlo 125 ml, chiusura 38 mm	12 pz
LLG09103224	Bottiglie bocca larga tipo 2104, cap.all'orlo 250 ml, chiusura 43 mm	12 pz
LLG09103225	Bottiglie bocca larga tipo 2104, cap.all'orlo 500 ml, chiusura 53 mm	12 pz
LLG09103226	Bottiglie bocca larga tipo 2104, cap.all'orlo 1000 ml, chiusura 63 mm	6 pz
LLG09103227	Bottiglie bocca larga tipo 2104, cap.all'orlo 1500 ml, chiusura 63 mm	6 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

