

**Sistema di aspirazione EcoVac****schuett-biotec**

Sistema di aspirazione EcoVac. Per un'aspirazione comoda e sicura dei liquidi in eccesso (surnatanti). EcoVac aumenta la sicurezza standard quando si lavora con materiali infettivi. Completamente autoclavabile. Con Bottiglia di raccolta in PP infrangibile e resis tente chimicamente, sistema di ventilazione coperchio di aspirazione, filtro di sicurezza e 5 mt di tubo flessibile in silicone. Il tappo a vite della Bottiglia ha due agganci rapidi. Togliendo i tubi, questi attacchi si chiudono automaticamente, sigillando in modo ermetico Bottiglia. Pompa da vuoto EcoVac (opzionale): A bassa emissione di rumore e vibrazioni. Potenza di 4 l/min., 300 mbar vuoto finale, con interruttore On/Off illuminato. Dimensioni 80 x 60 x 160 mm (LarghxAltxProf). 230 V, 50/60 Hz. Comando a pedale (opzionale): Per uso ripetuto in tempi brevi di EcoVac. Fornito con: sistema EcoVac (2 o 4), Bottiglia di sicurezza (infrangibile e chimicamente stabile) con tappo a vite e 2 agganci, tubo silicone 2 x 1.5m (autoclavabile), filtro di sicurezza, 2 raccordi angolari per connessione tubi, 1 inserto di aerazione



Code	Description	Packaging
LLG06287611	Sistema di aspirazione EcoVac 1, Capacità 1 Litri	1 pz
LLG06287612	Sistema di aspirazione EcoVac, Tipo Sistema EcoVac 5, Capacità 5 Litri	1 pz
LLG06287613	Bottiglia di ricambio con Tappo a vite con 2 ganci auto-chiudenti, 1 Litri	1 pz
LLG06287614	Bottiglia di ricambio con Tappo a vite con 2 ganci auto-chiudenti, 5 Litri	1 pz
LLG09777000	Sistemi di aspirazione di sicurezza EcoVac 2, 2 Litri	1 pz
LLG09777001	Sistemi di aspirazione di sicurezza EcoVac 4, 4 Litri	1 pz
LLG09777005	Pompa per vuoto per sistema di aspirazione di sicurezza EcoVac, velocità di flusso 4 l/min, vuoto finale 300 mbar, dimensioni (LxPxH) 80 x 160 x 60 mm, peso 850 g	1 pz
LLG09777007	Bottiglia di ricambio 2 L, con tappo a vite e 2 ganci auto-chiudenti	1 pz
LLG09777008	Interruttore a pedale per sistemi di aspirazione di sicurezza EcoVac	1 pz
LLG09777009	Filtro per sistemi di aspirazione di sicurezza EcoVac	2 pz
LLG09777010	Bottiglia di ricambio 4 L con tappo a vite con 2 ganci auto-chiudenti	1 pz

