

**Bicchieri per trattamenti ad ultrasuoni PER SONOPULS, in materiale plastico****Bandelin**

Bicchieri per trattamenti ad ultrasuoni PER SONOPULS, in materiale plastico. Bicchieri per trattamenti ad ultrasuoni. In materiale p lastico. Per trattamento ad ultrasuoni indiretto. Se si ordina il BB 2 G è richiesta la piastra in titanio TT 13. L'accessorio BB 6 si monta direttamente su UW 2200 / UW 3200. Portaprovette EH6. In acciaio inox. Per trattamento simultaneo a ultrasuoni, in assenz a di contatto, fino a max. 6 campioni con omogenizzatori HD 2200 / HD 3200 e bicchiere per trattamento a ultrasuoni BB6.



Code	Description	Packaging
LLG09650254	Bicchieri per ultrasuoni, tipo BB 6, per Sonoplus HD 2200 / HD 3200	1 pz
LLG09650258	Portaprovette EH6, in acciaio inox, per BB6	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

