

**Bagni a ultrasuoni Sonorex Super****Bandelin****Bagni ad ultrasuoni Sonorex Super**

Questi apparecchi operano a 35 kHz e sono dotati di trasduttore PZT per una detersione ottimale ed un'azione molto profonda. SweepTec® con campo permanente di oscillazione del suono, che assicura una pulizia costante e gentile. Disponibile anche con riscaldamento integrato. Informazioni sulla potenza: Alta potenza ultrasuoni con picco e potenza HF 230 V, 50/60 Hz., o 115 V. Tutti i modelli sono a prova di spillamento con vasche ed esterno in acciaio inox (RK 102H cromato) a prova di gocciolamento.

Bagni ad ultrasuoni Sonorex Digitec

Moderni bagni ad ultrasuoni digitali. Questi apparecchi operano a 35 kHz e sono dotati di trasduttore PZT per una detersione ottimale ed un'azione molto profonda. SweepTec® con campo permanente di oscillazione del suono, che assicura una pulizia costante e gentile. Con riscaldamento opzionale 20-80°C, termostato regolabile, display a LED per volume impostato e valore misurato della temperatura. Segnale ottico in caso di eccesso di temperatura. 4 misure a prova di spray con vasca ed esterno in acciaio inossidabile. Tutti i dispositivi sono con interfaccia ad infrarossi.

Sonorex Technik - vasche saldate

Con volumi fino a 230 litri e lunghezza interna fino a 1700 mm. Frequenza 40 kHz. Da RM 110 UH anche 25 kHz.

Lavapipette a ultrasuoni Sonorex

Pulizia e risciacquo automatico ad ultrasuoni di pipette o altra vetreria.

Tutte le unità sono marcate CE. Pulizia di: vetreria tecnica tipo burette, pipette, piastre petri e palloni da laboratorio, setacci analitici con diametro fino a 400 mm, parti metalliche di tutti i tipi, componenti elettronici. Pulizia e disinfezione di strumenti medicali. Degasaggio di liquidi per determinarne la concentrazione. Accelerazione di processi di sospensione. Produzione di emulsioni.

Preparazione di campioni per analisi, es. analisi di capelli. Dal modello RK 102 H in poi tutti i modelli sono completi di: scarico, timer 1 - 15 min e funzionamento in continuo. Modelli H con riscaldamento regolabile da 30 a 80°C, alimentazione 230V oppure 115 V, 50/60 Hz. I modelli RK 106, RK 1028 C e RK 1040 sono ideali per la pulizia di setacci.



Code	Description	Packaging
LLG06200370	Bagni a ultrasuoni, SONOREX SUPER, tipo: RK 31 H, cap. 0.9 litri	1 pz
LLG09877021	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 31, dim. interne 190x85x60 mm, 0,90 L	1 pz
LLG09877051	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 52 H, dim. int. 150x140x100 mm, 1,80 L	1 pz
LLG09877052	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 52, dim. int. 150x140x100 mm, 1,80 L	1 pz
LLG09877100	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 100, dim. interne 240x140x100 mm, 3 L	1 pz
LLG09877101	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 100 H, dim. int. 240x140x100 mm, 3 L	1 pz
LLG09877103	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 102 H, dim. int. 240x140x100 mm, 3 L	1 pz
LLG09877108	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 1040*, dim. int. 195x500* mm, 39,50 L	1 pz
LLG09877114	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 103 H, dim. int. 240x140x150 mm, 4 L	1 pz
LLG09877155	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 156 BH, dim. int. 500x140x150 mm, 9 L	1 pz
LLG09877156	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 156, dim. int. 500x140x100 mm, 6 L	1 pz
LLG09877256	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 255 H, dim. int. 300x150x150 mm, 5,5 L	1 pz
LLG09877510	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 510, dim. int. 300x240x150 mm, 9,7 L	1 pz
LLG09877511	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 510 H, dim. int. 300x240x150 mm, 9,7 L	1 pz
LLG09877512	Bagno a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 512 H, dim. int. 300x240x200 mm, 13 L	1 pz
LLG09877515	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 514 BH, dim.int.325x300x200 mm, 18,7 L	1 pz
LLG09877516	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 514 H, dim.int. 325x300x150 mm, 13,5 L	1 pz
LLG09877529	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 1028 H, dim. int. 500x300x200 mm, 28 L	1 pz
LLG09877537	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 1028, dim. int. 500x300x200 mm, 28 L	1 pz
LLG09877540	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 514, dim. int. 325x300x150 mm, 13,5 L	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09877551	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 1050, dim. int. 600x500x200 mm, 58 L	1 pz
LLG09877552	Bagno a ultrasuoni RK 1050 CH, 600 W, eff cap. ultrasuoni 2400 W	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

