

**Inserti per bicchieri Sonorex****Bandelin**

Inserti per bicchieri Sonorex. Per coperchi di posizionamento e supporti per bicchieri.

SD 06, PD 06, EB 05: con anello di sostegno

SD 05, KB 04, SD 04: con anello di sostegno, solo per DE 08

SD 09: con anello di sostegno



Code	Description	Packaging
LLG09877622	Inserti per beaker SD 06, in vetro, 600 ml, Ø 84 mm, altezza 125 mm	1 pz
LLG09877623	Inserti per beaker SD 09, in vetro, 1000 ml, Ø 91 mm, altezza 180 mm	1 pz
LLG09877624	Inserti per beaker SD 04, in vetro, 400 ml, Ø 76 mm, altezza 110 mm	1 pz
LLG09877626	Inserti per beaker EB 05, in acciaio inox, 600 ml, Ø 87 mm, altezza 120 mm	1 pz
LLG09877628	Inserti per beaker PD 06, in plastica, 600 ml, Ø 86 mm, altezza 125 mm	1 pz
LLG09877644	Inserti per beaker KB 04, in plastica, 400 ml, Ø 76 mm, altezza 110 mm	1 pz
LLG09877645	Inserti per beaker SD 05, in vetro, 600 ml, Ø 76 mm, altezza 150 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

