

**Inserti per bicchieri Sonorex****Bandelin**

Inserti per bicchieri Sonorex. Per coperchi di posizionamento e supporti per bicchieri.

SD 06, PD 06, EB 05: con anello di sostegno

SD 05, KB 04, SD 04: con anello di sostegno, solo per DE 08

SD 09: con anello di sostegno



| Code        | Description                                                                | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09877622 | Inserti per beaker SD 06, in vetro, 600 ml, Ø 84 mm, altezza 125 mm        | 1 pz      |
| LLG09877623 | Inserti per beaker SD 09, in vetro, 1000 ml, Ø 91 mm, altezza 180 mm       | 1 pz      |
| LLG09877624 | Inserti per beaker SD 04, in vetro, 400 ml, Ø 76 mm, altezza 110 mm        | 1 pz      |
| LLG09877626 | Inserti per beaker EB 05, in acciaio inox, 600 ml, Ø 87 mm, altezza 120 mm | 1 pz      |
| LLG09877628 | Inserti per beaker PD 06, in plastica, 600 ml, Ø 86 mm, altezza 125 mm     | 1 pz      |
| LLG09877644 | Inserti per beaker KB 04, in plastica, 400 ml, Ø 76 mm, altezza 110 mm     | 1 pz      |
| LLG09877645 | Inserti per beaker SD 05, in vetro, 600 ml, Ø 76 mm, altezza 150 mm        | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

