

**Vasca in plastica per bagni a ultrasuoni Sonorex****Bandelin**

Vasca in plastica per bagni a ultrasuoni Sonorex. Non forati, con coperchio. Per pulizia con liquidi aggressivi.



Code	Description	Packaging
LLG06207107	Cestello per bagni SONOREX RK 510/H, DT 510/H/H-RC, DL 510 H, 242x182x135mm	1 pz
LLG09877717	Vasca in plastica per bagni a ultrasuoni Sonorex, ipo KW 50 B-0, per RK1050 CH, dimensioni interne (LxPxH) 445 x 520 x 284 mm	1 pz
LLG09877800	Vasca KW 3, x RK/DT 102 H/102 H-RC/103 H/100/H, DL 102 H, 195x115x88 mm	1 pz
LLG09877801	Vasca KW 5, per bagno RK/DT 255 H/-RC, DL 255 H, dim. 154x96x130 mm	1 pz
LLG09877802	Vasca KW 14, per bagno RK/DT 514/H, dim. 280x215x145 mm	1 pz
LLG09877803	Vasca KW 14 B, per bagno RK/DT 514 BH/-RC, DL 514 BH, dim. 275x210x195 mm	1 pz
LLG09877804	Vasca KW 28-0, per bagno RK, DT, DL 1028/H,CH,H, dim. 437x230x155 mm	1 pz
LLG09877806	Vasca KW 50-0, per bagno RK 1050, dim. 517x445x184 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

