

**Accessori per bagni a ultrasuoni Sonorex Technik****Bandelin**

Accessori per bagni a ultrasuoni Sonorex Technik. In acciaio inossidabile. Cestelli inseribili e coperchi per i modelli Technik. I coperchi proteggono dall'evaporazione e riducono i rumori di funzionamento. I cestelli si appendono nelle vasche come indicato sotto.



Code	Description	Packaging
LLG09877582	Coperchio, per bagno tipo RM 16 UH	1 pz
LLG09877583	Coperchio , Per bagno tipo RM 40 UH	1 pz
LLG09877584	Coperchio, per bagno tipo RM 75 UH	1 pz
LLG09877585	Coperchio, per bagno tipo RM 110 UH	1 pz
LLG09877586	Coperchio, per bagno tipo RM 180 UH	1 pz
LLG09877587	Coperchio , Per bagno tipo RM 210 UH	1 pz
LLG09877680	Cestello sospeso, per bagno tipo RM 16 UH, dim. interne 275x245x50 mm	1 pz
LLG09877681	Cestello sospeso, per bagno tipo RM 40 UH, dim. interne 430x240x50 mm	1 pz
LLG09877682	Cestello sospeso, per bagno tipo RM 75 UH, dim. interne 530x445x50 mm	1 pz
LLG09877683	Cestello sospeso, per bagno tipo RM 110 UH, dim. interne 530x410x90 mm	1 pz
LLG09877684	Cestello sospeso, per bagno tipo RM 180 UH, dim. interne 930x460x90 mm	1 pz
LLG09877685	Cestello sospeso, per bagno tipo RM 210 UH, dim. interne 680x610x90 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

