

**Cestelli sospesi per bagni a ultrasuoni Sonorex****Bandelin**

Cestelli sospesi per bagni a ultrasuoni Sonorex. In acciaio inossidabile.
Trasmissione ottimale degli ultrasuoni. Il materiale da pulire non deve essere appoggiato sul fondo della vasca.



Code	Description	Packaging
LLG09877630	Cestello sospeso, K 08, per bagno RK/DT 31 / H, dim. 65x50x170 h mm	1 pz
LLG09877631	Cestello sospeso, K 1 C, per bagno RK/DT 52 / 52 H, dim. 110x40x120 h mm	1 pz
LLG09877632	Cestello sospeso, K 3 CL, per bagno RK/DT 103 H, dim. 110x40x200 h mm	1 pz
LLG09877633	Cestello, K 3C, per RK/DT 100/100 H/102 H/102 H-RC, DL 102 H, 110x40x200 mm	1 pz
LLG09877634	Cestello sospeso, K 6*, per bagno RK/DT 106, dim. 215x50x215 h mm	1 pz
LLG09877635	Cestello sospeso, K 5C, per RK/DT 255 H / 255 H-RC, DL 255 H, 110x40x260 mm	1 pz
LLG09877636	Cestello sospeso, K 6 L, per bagno RK/DT 156, dim. 100x50x460 h mm	1 pz
LLG09877637	Cestello sospeso, K 6 BL, per RK/DT 156 BH, DL 156 BH, dim. 100x50x460 h mm	1 pz
LLG09877694	Cestello sospeso, K 14, per bagno RK/DT 514 / H, dim. 245x50x275 h mm	1 pz
LLG09877697	Cestello, K 10, per RK/DT 510 / 510 H / 510 H-RC, DL 510 H, 195x50x250 mm	1 pz
LLG09877698	Cestelli sospeso, K 28, per RK 1028/1028 H, DT 1028/1028 H, DL 1028 H, ST 1028 H/1028 CH, dim. (LxPxH) 455 x 245 x 50 mm	1 pz
LLG09877699	Cestello sospeso, K 50, per bagno RK 1050, dim. 450x50x545 h mm	1 pz
LLG09877700	Cestello sospeso, K 10 B, per bagno RK/DT 512 H, DL512 H, 195x50x250 h mm	1 pz
LLG09877701	Cestello, K 14 B, per RK/DT 514 BH / 514 H-RC, DL 514 BH, 245x50x275 h mm	1 pz
LLG09877702	Cestello sospeso, K 28 C, per bagno RK/DT 1028 CH, dim. 245x50x455 h mm	1 pz
LLG09877703	Cestello sospeso, K 50 C, per bagno RK/DT 1050 CH, dim. 450x50x545 h mm	1 pz
LLG09877712	Cestello sospeso, K 28 CA, per RK 1028 CH, dim. 470 x 270 x 215 mm	1 pz
LLG09877713	Cestello sospeso, K 28 CV, per RK 1028 CH, dim. 470 x 270 x 215 mm	1 pz
LLG09877715	Cestello sospeso, K 50 CA, per RK 1050 CH, dim. 540 x 445 x 240 mm	1 pz
LLG09877716	Cestello sospeso, K 50 CV, per RK 1050 CH, dim. 540 x 445 x 240 mm	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

