

**Accessori e supporti per bagni a ultrasuoni Sonorex****Bandelin**

Accessori e supporti per bagni a ultrasuoni Sonorex. Supporti per strumenti e setacci. LLG09877781: supporto GH 1 per matracci da 1L, Ø 105 mm. LLG09877784: supporto SH7 per setacci con diam. 200mm. LLG09877746: supporto SH 28 C x max. 5 setacci GH 10/28 supporti per strumenti, in acciaio inox, dimensioni maglia 12.5 x 12.5 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09877731	Supporto GH 10, per bagno RK/DT 510 / 510 H / H-RC, DL 510 H, 260x200 mm	1 pz
LLG09877733	Supporto GH 28, per bagno RK 1028/H, DT 1028 H/CH, RK 1040, 455x250 mm	1 pz
LLG09877746	Supporto SH 28 C, per bagno tipo RK 1028 C	1 pz
LLG09877781	Supporto GH 1, per RK/DT52,100,103,102H/H-RC, DT 103 H, DL 102 H, 129x117mm	1 pz
LLG09877784	Supporto SH 7, per bagno tipo RK/DT 106	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

