




Coperchi per bagni a ultrasuoni Sonorex

Bandelin

Coperchi per bagni a ultrasuoni Sonorex. In acciaio inox. Per coprire i vari modelli dei bagni, come indicato sotto.



Code	Description	Packaging
LLG09877597	Coperchio in acciaio inox D 08, per bagno RK/DT 31 / H	1 pz
LLG09877600	Coperchio in acciaio inox D 1028C, per bagno RK/DT 1028 CH	1 pz
LLG09877601	Coperchio in acciaio inox D 52, per bagno RK/DT 52 / 52 H	1 pz
LLG09877602	Coperchio in acciaio inox D 156, per bagno RK/DT 156 BH, DL 156 BH	1 pz
LLG09877603	Coperchio in inox D 100, per RK/DT 100 H/102 H /102 H-RC / 103 H, DL 102 H	1 pz
LLG09877604	Coperchio in inox D 514, per RK/DT 514/514 H/514 BH/514 BH-RC, DL 514 BH	1 pz
LLG09877605	Coperchio in acciaio inox D 255, per RK/DT 255 H / 255 H-RC, DL 255 H	1 pz
LLG09877606	Coperchio in acciaio inox D 6, per bagno RK/DT 106	1 pz
LLG09877607	Coperchio in acciaio inox D 1028, per RK 1028/H / DT 1028 H, DL 1028 H	1 pz
LLG09877608	Coperchio in acciaio inossidabile	1 pz
LLG09877610	Coperchio in inox D 510, per RK/DT 510 / 510 H / 510 H-RC/ 512 H, DL 510 H	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

