

**Palloni a fondo tondo, PFA****VITLAB**

Palloni a fondo tondo, PFA. Trasparenti, collo con NS 29/32. Possono essere usati come palloni di sicurezza con evaporatori rotanti. Elevata stabilità termica e resistenza chimica.

I vantaggi del PFA:

- Particolarmente adatto per uso in analisi di tracce;
- Manutenzione a lungo termine dei materiali di riferimento a bassa concentrazione in contenitori PFA;
- Nessun effetto memoria;
- Praticamente nessun riporto, nessuna contaminazione incrociata grazie alle superfici lisce e anti-adesive;
- Elevata stabilità termica, da -200 a +260°C, autoclavabili;
- Inerzia chimica rispetto a quasi tutte le sostanze chimiche;
- Buona trasparenza e stabilità dimensionale;
- Facili da pulire;
- Utilizzo di materie prime di elevata purezza.



| Code        | Description                      | Packaging |
|-------------|----------------------------------|-----------|
| LLG09011896 | Pallone fondo tondo, 100 ml, PFA | 1 pz      |
| LLG09011897 | Pallone fondo tondo, 250 ml, PFA | 1 pz      |
| LLG09011898 | Pallone fondo tondo, 500 ml, PFA | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

