

**Palloni a fondo tondo, PFA****VITLAB**

Palloni a fondo tondo, PFA. Trasparenti, collo con NS 29/32. Possono essere usati come palloni di sicurezza con evaporatori rotanti. Elevata stabilità termica e resistenza chimica.

I vantaggi del PFA:

- Particolarmente adatto per uso in analisi di tracce;
- Manutenzione a lungo termine dei materiali di riferimento a bassa concentrazione in contenitori PFA;
- Nessun effetto memoria;
- Praticamente nessun riporto, nessuna contaminazione incrociata grazie alle superfici lisce e anti-adesive;
- Elevata stabilità termica, da -200 a +260°C, autoclavabili;
- Inerzia chimica rispetto a quasi tutte le sostanze chimiche;
- Buona trasparenza e stabilità dimensionale;
- Facili da pulire;
- Utilizzo di materie prime di elevata purezza.



Code	Description	Packaging
LLG09011896	Pallone fondo tondo, 100 ml, PFA	1 pz
LLG09011897	Pallone fondo tondo, 250 ml, PFA	1 pz
LLG09011898	Pallone fondo tondo, 500 ml, PFA	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

